

MEGA- M LC

Resina fotopolimerizable y calcinable

color: **rojo** ó **azul**



Kit:

- 3 jeringas flow 3 gr.
- 1 jeringa 3 gr.
- puntas.

49€

SHERAPRESS

AUTO

Rosa, rosa veteadado, C34

Prensado, vertido e inyectado



1.000 g... **104€.**

500 ml... **71€.**

Comprando POLVO + LÍQUIDO

Regalo de:
SHERALUX 711 (500grs.)

Valor regalo... 25,5€



SHERAprint-model stone

resina modelos 3D



- color gris
- 50/100 µm
- escaneable.
- 385 nm

1000g... **169€.**

Dumont

DISCOS

escayola

4921D-350
4921D-450



56€.

SHERASCAN SPRAY

Bote 200ml.



39€

- para escaneos óptimos de los modelos
- para aplicaciones CAD / CAM extraorales
- niebla de pulverización muy fina
- polvo microfino
- evita el reflejo de las superficies



POWERRESINS



Bote 500grs.											
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

370€	70€	140€	105€	220€	170€	370€	170€	105€	170€	105€	140€
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bote 1000grs.											
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

620€	100€	230€	170€	370€	280€	620€	280€	170€	260€	170€	230€
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANYCUBIC
 PHROZEN
 ELEGOO
 CREALITY
 EPAX
 FLASHFORGE
 WANHAO
 NOVA3D
 SHINING
 NEXTDENT LCD1
 PRUSA

Para impresoras:
LCD - DLP

UNIFORMATION
 PEOPLE
 ZORTRAX INKSPRIE
 LONGER
 UNIZ
 ACKURETTA
 PIOCREAT
 B9 CREATIONS
 ASIGA
 RAPIDSHAPE
 MIICRAF

SHERAprint-model desert

resina modelos 3D



- color arena
- 50µm
- escaneable.
- 385 nm

1000g... **179€.**

SHERAprint-model aesthetic red

resina modelos 3D



- 50 µm
- escaneable.
- 385 nm

1000g... **209€.**

SHERAprint-gingiva

para la producción de máscaras de encías

válido para 385 nm y 405 nm.



Bote de 500 grs.

145€.


SHERAprint-Splint Taff&Flex

para férulas, reposicionadores, protectores bucales y protectores nocturnos



Splint Taff 1000g... **475€.**

Splint Flex 1000g... **505€.**



SHERAprint-Cast & Press

Resina para calcinables

385 nm y 405 nm.

1000g.... **335€.**

SHERAVEST RP

revestimiento para calcinables 3D

Normal y rápido

40 bolsas x 250gr.
(10kg.)

75€

SHERAiso-3D

Color azul




Separador
RESINA/RESINA

botella 100grs...

23€

SHERAprint-plate

SET DE AYUDA A LA ARTICULACIÓN PARA MODELOS IMPRESOS



- 10 x placa articulada
- 10 x tornillo avellanado M3
- 10 x disco adhesivo
- 10 x imán de neodimio
- 10 x tarro para imán
- 1 x archivo STL

Kit Intro....

97,30€.



PRECI VERTIX/HORIX

Fricción
Blanca - reducida.
Amarilla - media.
Roja - fuerte.

Altura: 5 mm (puede ser cortada).
Diámetro interno: 1,8 mm.

Envase de 6 uds. **24,32€.**

CEKA



PRECI SAGIX

Fricción
Blanca - reducida
Amarilla - media.
Roja - fuerte.

Altura: 3,1 mm ó 4,1 mm.
Diámetro interno: 1,7 ó 2,2 mm.

Envase de 6 uds. **24,79€.**

SHERABIMPASTE

Pasta prepulido resinas



bote 5 kg.

36€.

- con sustancias bactericidas y fungicidas.
- mejor prepulido.
- olor muy agradable.
- agradable para la piel.

SHERAFINISH

Spray mentolado



bote 75ml. **18€.**

SHERAPOL-RESIN

Alto brillo para resinas y composites



Barra 100gr... **24€.**

PRECI BAR

CABALLITO ESTÁNDAR EN INOX.

Con retenciones para el acrílico. Contiene Ni.

Altura: 3,5mm. Anchura: 5mm. Largura: 50mm.

CK110HMRIN **63,36€.**

CABALLITO MINI EN INOX.

Altura: 2,8mm. Anchura: 4mm. Largura: 50mm.

Mantenedor de espacio: 0,75mm.

CK1102HMRIN **63,36€.**

Ackermann



- acero (10uds).. **47,9€.**

- oro (2uds.).... **26,8€.**

Ackermann tipo B



- acero (2uds.).. **13,5€.**

- oro (2uds.).... **34,2€.**

Cera rosa



caja 500g.

14,9€.

Por 5 cajas:

13,8€/u.

SHERATEC

Separador escayola de resina



Bote **500 ml.**

17,6€.

CONTACTSPRAY

Verde ó rojo



spray 75ml.

12,5€.

- capa homogénea de micro polvo
- los puntos de contacto se pueden marcar con exactitud
- no mancha y no forma burbujas
- se puede lavar fácilmente con agua o con chorro de vapor
- no contiene disolventes, grasas, ni CFC

SHERARELAXA

Liberador de tensiones



- alginato, poliéter.
- siliconas, ceras.
- yeso, revestimiento.

“Relájate”

Bote 500g... **23,75€.**

Cera amarilla



60 bloques

14,9€.

SISTEMA DE COLOR PARA PRÓTESIS
El color viene del interior PremEco® Line



Maquillajes resinas

- COLORES**
- Standard colours
- caracola
 - coral
 - anémona
- Intensive colours
- ópalos
 - topacio
 - rubi
 - zafiro

bote de 8 grs.

17€.

Kit de 7 colores

117€.

Nuevos Carburos con corte mixto
Para metal non-precioso y Cr-Co



Dumont
2 cortes en 1
el bueno compromiso para un
desbaste de material eficiente y
un acabado fino y suave.

16,8€, 16,8€, 16,8€, 22,2€, 16,8€, 16,8€, 22,2€, 22,2€.

ACRY C&B

Resina de provisionales



- Dentina 100 grs color vita/ivoclar..... **31€.**
- Cervical 100 grs. color vita/ivoclar..... **31€.**
- Incisal 100 grs color vita/ivoclar..... **31€.**

ESTETIC



3 capas

9,97€/u.

Por 25 tablillas... **8,75€.**

Por 50 tablillas... **7,78€.**

Por 100 tablillas.. **7,00€.**

por **200** tablillas.

6,36€/u.

SHERADON

TERMO

Rosa, rosa veteado

Prensado e inyectado



1.000 g... **67€.**

500 ml... **37,7€.**

Comprando POLVO + LÍQUIDO

Regalo de:
SHERALUX 711 (100grs.)

Valor regalo... 11€



C791X-045

dentado cruzado medio

22,6€.



Dumont

C252X-060

dentado cruzado medio

22,6€.



C252YY-060

doble corte cruzado

23,7€.

Planchas foto

Megatray

Caja 50 uds, rosa opaco.

1,4 mm y 2,2mm



44€.

Weropress®

Transparente, rosa, rosa veteado, C34 veteado fino

Auto

1kg..... **106€.**

1L..... **106€.**



COMBIPRESS

rosa, rosa veteado, C34 veteado fino

Auto

1kg..... **102€.**

500ml.. **69€.**



Megaseal N

barniz sellador fotopolimerizable

- resinas acrílicas.
- cerámica.
- con nano-partículas.
- alta resistencia al rayado.
- brillo intenso.

bote 20 ml

29€.



Dumont


25% dto.



13,9€ 19,6€ 19,6€ 21€.

Dumont

20% dto.



21,2€ 28,3€ 14,9€ 14,9€ 18,5€ 13,9€ 18,5€ 22,4€.

SHERAGLAMOUR

pasta diamante

Zirconio, cerámica, disilicato, metal



bote 20 g.

49€.

SHERADUPLICA

silicona adicción A+B, SHORE 85

2 x 3 Kg (6kg)

123€.



Regalo de:
SHERACARE



SHERADUETT

silicona adicción A+B, SHORE 90



2 x 1,5 Kg (3 kg)... 80€.

SHERADUBLE

Gelatina para revestimiento



6 kg.

64€.

- válido para microondas.
- color: verde.
- estable y firme.

SHERAPOLAN

Resina p/modelos a base poliuretano
Marfil o gris



Ni expande, Ni contrae

300g+150g....

58€.

SHERACRYSTAL

Silicona transparente



2 x 50 ml. 45,6€.

Gingifast

Silicona para encia, rígida o elástica



2 x 50 ml. 38€.

SHERAGINGIVAL

Falsa encia



Rígida, ¡¡ Pero elástica !!.

52€.

- 2 cartuchos dobles 50ml.
- 12 canulas.

SHERA ÓXIDO ALUMINIO



50, 110, 150, 250 µm

5 kg... **33€.**

20 kg... **103€.**

SHERAREFRACT

Revestimiento refractario para muñones



Caja 990gr. (30 bolsas x 33gr)

90€.

SHERAFINA2000

Revestimiento extra fino para fija




NORMAL / RÁPIDO / INYECTADA

Caja 6kg (38x160gr).. **102€.**

SHERACAST

Revestimiento para esqueléticos, extra fino



NORMAL Y RÁPIDO

Caja 20kg (50 x 400gr)... **100€.**



7837-060
7837-050

050 **52€.**
060 **58€.**



7838-060
7838-050

52€.
58€.

Dumont

Diamante Macizo
7845-050



52€.



7879-060
7879-050

52€.
58€.

Fresas escayola



23,7€.

SHERAALPIN



Tipo III, antagonistas
amarilla, azul

20 kg. **38,5€.**

SHERAKFO-GIPS



ortodoncia
blanco

20 kg. **40€.**

SHERAMOUNT



articular
blanco claro

20 kg. **49,5€.**

SHERAARTI-QUICK



articular
blanco claro

20 kg. **64€.**

SHERAJIVE



Tipo IV
amarillo claro

18 kg. **67€.**

SHERAPURE



Tipo IV
blanco crema

18 kg. **160,5€.**

3 kg. **36€.**

SOLIBOND C-PLUS

Cr-Co p/Cerámica



1 Kg.

263€.

SHERASOCKET-FLÜSSIG



Tipo IV
azul, tierra, turquesa

20 kg. **72€.**

SHERAAQUA



Tipo IV
marrón dorado, rosa

20 kg. **74,5€.**

SHERAPREMIUM



Tipo IV
marrón dorado

20 kg. **84€.**

SHERAMAXIMUM2000



Tipo IV
marrón dorado, amarilla

18 kg. **133,5€.**

SHERAHARD-ROCK



Tipo IV
marrón dorado, amarilla

18 kg. **136€.**

comprando 2
productos distintos
5% dto.

comprando 3
productos distintos
10% dto.

Metales SHERA esqueléticos

envase de 1 Kg.



SHERALIT-CYLINDRA

-relación precio-prestaciones, apropiado con laser.

240€.

SHERANAXOS

-ideal para los trabajos de esqueléticos combinados, apropiado con laser.

280€.

ZIRCOSTAR 3D MULTILAYER

La combinación perfecta de materias primas 3Y-TZP y 5Y-TZP

TONOS DISPONIBLES



anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
----------	-----------	-------	----------------	----------------	-------------	--------	--------------	---------------	--------



Tencidad a la fractura hasta **7,8 MPa.m^{1/2}**.

COMPATIBLE CON: 71, 95 Y 98 SISTEMAS

25% dto.*



820 MPa
49% translucidez

5 capas

1085 MPa
43% translucidez

16mm... ~~184,44€~~... **138,33€/u.***

20mm... ~~235,32€~~... **176,49€/u.***

25mm... ~~275,60€~~... **206,70€/u.***

*compra mínima 3 uds.

ZIRCOSTAR HT

Blanco, A1, A2, A3, B2, D2

anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
----------	-----------	-------	----------------	----------------	-------------	--------	--------------	---------------	--------



1350 Mpa
45% translucidez

COMPATIBLE CON: 71, 95 Y 98 SISTEMAS

30% dto.



14mm... ~~115,64€~~... **80,95€/u.**

16mm... ~~129,13€~~... **90,39€/u.**

18mm... ~~138,76€~~... **97,13€/u.**

20mm... ~~154,18€~~... **107,93€/u.**

25mm... ~~175,38€~~... **122,77€/u.**

- ✓ Aplicaciones: contorno completo, marcos, inlays, onlays, coronas, copings.
- ✓ Ideal para puentes monolíticos de largo alcance
- ✓ Ideal para tecnología de recorte.
- ✓ Alta resistencia a la flexión y alta translucidez. **45%**
- ✓ 1350 MPa.
- ✓ Tencidad a la fractura **12,27 MPa.m^{1/2}**.

ZIRCOSTAR HTML

A1, A2, A3, B2, D2

20% dto.



1389 MPa
45% translucidez

5 capas

14mm... ~~131,05€~~... **104,84€**

20mm... ~~190,80€~~... **152,64€**

anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
----------	-----------	-------	----------------	----------------	-------------	--------	--------------	---------------	--------



Alta capa translúcida (HTML)

- ✓ Aplicaciones: coronas y puentes de contorno completo.
- ✓ Puede ser utilizado para puente de 3 unidades
- ✓ Alta resistencia y alta translucidez.
- ✓ Encogimiento perfecto.
- ✓ 1389 MPa.
- ✓ Tencidad a la fractura **6,54 MPa.m^{1/2}**.



DentaFab



¡ Velocidad y calidad excepcionales con SEGA PRO !

Tecnología de impresión DLP Fast

Volumen de impresión 12 cm x 6,8 cm x 9 cm

Grosor de capa Z 100 / 50 micras

Velocidad de impresión **90 mm/hora a 50 micras**

Proyector de 385 nm

Conectividad Wi-Fi de 5 GHz - Unidad USB

Control de impresora Táctil de 7" -pantalla

Calentador incorporado

Impresora dimensiones 32,5 cm x 32,5 cm x 56 cm

Peso Impresora 22 Kg



- Oferta incluye:

- SET FINISH KIT MEGA/SEGA
- BANDEJA

8.999€

Electropulidoras

R-080150
1 velocidad

R-080160
2 velocidades

405€.

484€.

Perforadora de pines Atlas

Ref. 080610

● Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm.

Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

849€.

Decantadora de polipropileno

R-080087

La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

255€.

Alto	345 mm
Diámetro	350 mm
Capacidad	14 l.
Peso	2,2 kg

Recortadoras Mulhacen 3000 L

R-080093

Disco de Diamante R-080095

676€.

1.031€.

Oferta incorporada: Disco de diamante para personas con movilidad reducida. Ofrece el máximo confort al operar con la herramienta. Fabricada en plástico técnico de alta resistencia. Cuenta de conexión. Cónico tipo con vitros.

Motor	1600 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V
	50/60 Hz
Ventana	121 mm

340 mm
420 mm
345 mm

Olla Polimerizadora automática R-030425

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

1.137€.

5 Kg

Presión	2 bares
Temperatura máxima	180°C
Volumen cuba	6 litros
Potencia calentamiento	1800 W

Olla polimerizadora neumática R-030420

Manguera de conexión con cierre automático.

Inox

Especificaciones

Presión máx.	2 bar
Temp. máx	60°C
Capacidad	6 l

Medidas interiores: Ø 220 x 170 mm alto

300€.

Pulidores electrolíticos Digitales R-100293

Con sistema de agitación por aire.

598€.

Recortadoras RH 3.000 "clasica"

● Fabricadas totalmente en Aluminio.

Disco de carburo de silicio 3.000 rpm. Ref. 080082

915€.

Disco de Diamante 3.000 rpm. Ref. 080083

1.352€.

Espátulas electrónicas para modelar cera

R-100008

2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200 °C

224€.

Calentador por inducción R-100009

Con 2 sensores de proximidad

85 mm

90 mm

210 mm

530 gr.

215€.

Box con aspiración para pulido R-080502

Fabricada en polipropileno de alta resistencia

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h.
Ruido	67 dB

1.995€.

Hornos de precalentamiento Inox

Vulcano HP-50
R-080135

2.161€.

HP-50
R-080144

2.435€.

Vibradores R-080025

R-080020

314€.

333€.

Mezcladoras de gelatina Aneto R-080511

Inox

● capacidad 7L.
● 650 W.
● 100 rpm.

3.098€.

Cortadora de Muñones

Especificaciones

Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6,3 kg
Velocidad	6000 rpm
Potencia	200 W

REF. 080614

972€.

Catalizador de humos

Especificaciones

Alto	380 mm
Ancho	185 mm
Ø tubo	38,5 mm
Peso	5,3 kg
Potencia	600 W



REF. 080124


679€.

Horno de circonio por microondas Ref. 080114

Ancho	547 mm
Fondo	440 mm
Peso	385 mm
Peso	31 kg
Alimentación	AC 230 V, 50 Hz
Potencia	1.800 W
Temp. máx.	1.550°C



Horno por microondas



En el horno por microondas, las ondas electromagnéticas penetran al interior del circonio.

- Todas las moléculas del material oscilan al mismo tiempo.
- El calentamiento se produce de manera homogénea y simultánea.
- Los elementos de desgaste son muy fáciles de sustituir y más económicos.

6.500€.



VARIO S430

Horno sinterización

- pantalla táctil.
- programación libre.
- Temperatura max. 1.650°C.
- Sistema TTC de enfriamiento lineal.



9.490€.

Aspiración ZUBLER Z1-ECO/Z1-CAM



Aspiración 1 puesto

1.880€.



Z2 VARIOmaster

Aspiración 2 puestos

- Ampliable a 4 puestos con módulos Ap601.
- filtro permanente.

3.825€.

Aspiración Sirocco S



Sirocco S
+ caja de repaso
Ref. 080534AC

Alto	365 mm	Peso	5,5 kg
Ancho	290 mm	Potencia	350 W
Fondo	290 mm	Ruido	55 dB

699€.

Aspiración Sirocco M y L

Especial para CAD/CAM



Filtro reutilizable
4.3 litros

Sirocco M
+ tubo flexible
Ref. 080536D1

1.006€.



Filtro reutilizable
7,5 l + Filtro ULPA

Sirocco L
+ tubo flexible
Ref. 080537D

1.100€.

Aspiración Eolo Induction

Ref. 080533



Detección simultánea de dos micromotores

1.284€.

Alto	585 mm	Peso	17 kg
Ancho	210 mm	Potencia	750 W
Fondo	500 mm	Ruido	65 dB

Aspiración Gemini

*No apta para la detección de micromotores

Aspiración de sólidos y líquidos

Especificaciones
Motor 1200 W (2 etapas)
Ruido 68 dB
Capacidad 36 l
Potenciómetro 650 - 1200 W
Detección 100 W



418€.

Aspiración Gemini Mini

*No apta para detección de micromotores

Aspiración de sólidos y líquidos

Especificaciones
Motor 1150 W
Ruido 68 dB
Capacidad 9,5 l
Potenciómetro 650 - 1150 W
Detección 100 W



378€.

Agitador de resinas

Ref. 150130



Alto	103 mm
Ancho	253 mm
Fondo	480 mm
Peso	3.12 kg

384€.

Fotopolimerizadora EFP4**

Para composites y resinas 3D



380/550nm

1.654€.

Estación de fotopolimerización Sun Beam 3D+

NUEVO



Especificaciones

Alto	250 mm
Ancho	300 mm
Largo	300 mm
Peso neto	6kg
Potencia	60 W
Temporizador	0-60"
Longitud de onda	375-405 nm

REF. 150121

461€.

El dispositivo UV emite luz ultravioleta de forma constante, concentrada y uniforme para curar rápidamente las impresiones realizadas con resinas de fotopolímero.

Lámpara Otofash

280/580nm

10 flash/seg.



G171-N2... 2.564€.

G171-N6... 3.177€.

Unidad de anodizado

NUEVO

Permite procesar elementos dentales de titanio de forma rápida, sencilla y económica. Resultados comparables a productos pertenecientes a una categoría muy superior.

Apariencia:

La capa anódica puede ser coloreada con diferentes tonalidades. Según sea el voltaje, se conseguirán diferentes tonalidades. Esta tonalidad es especialmente interesante cuando el elemento anodizado sirve de soporte de un material de cerámica o para las barras sobre implantes. El proceso de coloración dura apenas 5 segundos.



REF. 10023

598€.

Video explicativo



Resistencia a la corrosión.
Resistencia al desgaste.
Mejor adherencia y acabado superficial.
Menor liberación de iones metálicos.
Funciona con una solución de agua y bicarbonato sódico.

Solución de agua (600 ml) y bicarbonato sódico (20 g)

Especificaciones

Dimensión: 207 x 245 x 160 mm
Peso: 2,73 kg
Voltaje: 10-80 V Alimentación: AC 220-240 V 50/60 Hz
Potencia: 100 W Tiempo de anodizado: 5 segundos



zubler



VarioStar T50

- micromotores de inducción.
- fiables y robustos.
- torque de 7,8Ncm.
- 50.000 rpm.
- potencia 270W.

1.290€.

SENSE A7 Inducción

Ref.: 100230 (Blanco)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

590€



Especificaciones

Dimensión:	330 x 330 x 160 mm
Peso:	2,8 kg
Velocidad máxima:	55000 rpm
Torque:	8.5 N-cm
Potencia:	240 W
Tensión de salida:	0-36 V
Peso pieza de mano:	230 g

SENSE A3 - Escobillas

Ref.: 100238 (blanco)

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

210€



Especificaciones

Dimensión:	147 x 120 x 88 mm	Voltaje:	0-33V
Peso:	1,15 kg	Peso pieza de mano:	215 g
Velocidad máxima:	35000 rpm	Diámetro fresas:	Ø2.35 mm
Torque máximo:	3.0 N-cm		
Potencia:	70W		

Disponible también en color carbono (ref.: 100240)



Micromotor Black de inducción

Especificaciones

Alto	182 mm	Ancho	96 mm
Fondo	207 mm	Peso	2.5 kg
Potencia	230 W	Torque	7.8 N-cm
		Velocidad	50000 rpm



REF. 100281

856€

MESTRA® by **CEDU.3D**
Ref. 150100

El proyector de luz azul con **tecnología DLP®** cuenta con una matriz de minúsculos espejos con un tamaño aproximado de unos 5,4 µm que pueden ser orientados individualmente. Probablemente esta sea hoy en día la tecnología de proyección más avanzada.



4.900€.

Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para ti.

MEDIT



MEDIT T310
MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710
MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



MEDIT T510
MIT001155


- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

Horno de cerámica

- Bomba de vacío incluida.
- Plataforma de calentamiento.
- Kit de calibración.
- Bandeja.

REF. 100249

3.849€.



zubler

VARIO 230ZR

¡ La única cámara circular del mundo, con homogeneidad de temperatura en toda la bandeja del anillo !.

- Nueva pantalla táctil.
- Cámara cocción 120Ø.
- 500 programas



+



desde... **4.989€.**

VARIO PRESS 330.eZR

inyectada y disilicato de litio

- Nueva pantalla táctil.
- Cámara cocción 120Ø.
- 500 programas



+



desde... **7.869€.**

R-110330 310 R-110330.50	
Modelo	R-110330
Modelo	R-110330.50
Capacidad depósito	30 l
Potencia	1,2 kW
Nivel sonoro	71,8 dB(A)
Dimensiones (mm)	620 x 480 x 720
Peso	54 kg

Compresor de pistón seco

Duraderos o Silenciosos o Sin mantenimiento



R-110300
sin secador

640€.



R-110310
con secador

1.334€.



R-110330
sin secador

1.158€.



R-110340
con secador

1.974€.



AC 100

Compresor 1 cilindro con secador

Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado, para 1 equipo.
Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min, y su nivel sonoro es de 62 dB (A).
Dimensiones: 660mm x 600mm x 860mm.
Peso: 72 kg.

1.950€.



AC 200

Compresor 2 cilindros con secador

Compresor para 2/3 equipos
Ref.: 101320
• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 180 l/min.
• Capacidad de depósito: 30 l.
• Potencia: 1,2 kW.
• Nivel sonoro: 71,8 dB(A).
• Dimensiones (mm): 620 x 480 x 720
• Peso: 54kg.

2.700€.



AC 300

Compresor 3 cilindros con secador REF: 101330

Compresor para 4/5 equipos
• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 240 l/min.
• Capacidad de depósito: 45 l.
• Potencia: 1,5 kW.
• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
• Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750
• Peso: 64kg.

3.400€.



AC 310

Compresor 3 cilindros CAD-CAM con secador ref: 1013310

3.550€.

MONOFÁSICO

Para 1 fresadora CAD-CAM con producción de aire comprimido hasta 10 bar de presión

- Aire efectivo suministrado a 8 bar: 180 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Potencia: 1,5 kW.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

Reverberi Generador de vapor

- potencia 1.500W
- Caldera de 5 litros.
- presión 4 bar.

c/pedal.. **725€.**

s/pedal.. **752€.**

(pistola c/botón 230v)



Reverberi Generador de vapor

- potencia 1.700W
- Caldera de 5 litros.
- presión 4 bar.

Conexión directa a red

c/pedal.. **1.089€.**

s/pedal.. **1.086€.**

(pistola c/botón 230v)



TITAN VAPORETAS

TITAN 8 (ref. 100202) es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

TITAN NET (ref. 100203) permite también la conexión directa a la red de agua del laboratorio o clínica.

- ✓ Fabricadas en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones: 100202 y 100203

Alto 36 cm • Ancho 27 cm • Fondo 42 cm
Potencia 2200 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 8 bar • Peso 12,5 kg • Hervidor 3 L



836€.

969€.

TITAN VAPORETAS

TITAN PLUS (ref. 100204) además, cuenta con un depósito extra para el agua destilada. Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abre el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

Especificaciones: 100204

Alto 38 cm • Ancho 37 cm • Fondo 45 cm
Potencia 2600 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 4 - 8 bar • Peso 18 kg • Hervidor 3 L
Depósito auxiliar 2 L



1.396€.

Mezcladoras vacio IRIS



Iris II
Ref. 080516

869€.



Iris II Evolution
Ref. 080517

952€.



Iris II Inverter
Ref. 080517E

982€.




Iris II Advanced
Ref. 080518

1.047€.

350 mm
205 mm
155 mm

Pie de sujeción
opcional

Ref. 080519



182€.

Modelo	Iris II	Iris II Evolution	Iris II Evolution Inverter	Iris II Evolution Advanced
Rango de tiempo	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
RPM y giro	240°C	100-400°C	100-400°C	100-400°C
Potencia	100 W	100 W	100 W	100 W

Baños de ultrasonidos: de 6,8 l., 3,2 l.



452€.

328€.

Mini box pulidora Gorbea 2 velocidades

Conexión a aspiración. Interruptor de seguridad.
Iluminación LED. Cepillos no incluidos.
Viseras de protección.

Especificaciones

Potencia 200 W
Velocidad 2000- 7000 rpm



610€.

REF. 080508

Termoconformadora por presión PlastPress

NUEVO

Láminas Ø de 126 a 131 mm
Láminas Ø de 126 a 134 mm



941€.

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.
Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.
Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.
Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Especificaciones

Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7,5 kg
Potencia 450 W

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas

Láminas Ø de 120 a 131 mm
Láminas de Ø 134 mm



651€.

Especificaciones

Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4,6 kg
Potencia 925W

Pintura epoxi R-200263



1.411€.

Chorro de arena Constellation III y IV

	III	IV
Alto	315 mm	315 mm
Ancho	440 mm	440 mm
Fondo	310 mm	310 mm
Peso	14 kg	15,5 kg
Consumo aire	80 l/min	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm	2 a 5 atm

1.629€.



Chorro de arena Plutón R-080253



Mod. "Plutón"
Peso
Consumo aire
Presión de trabajo
6,100 kg
80 l/min
2 a 5 atm

842€.

Fondo 235 mm
2 Lámparas móviles
1 Pedal
Lámpara LED

Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T



Ref. 080220

798€.



Ref. 080228

1.081€.

Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia. 3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio dental.
Eclipse II Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.
Eclipse II T. Similar a la anterior, pero con una pistola fija, además de tiva de gran capacidad.

Chorro de arena Constellation "Practic" R-080259



	Constellation Practic
Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	330 mm
Peso	13,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

Pintado

945€.

Lámparas LED y pie de lámpara



REF. 100288

90€.

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



REF. 100289

90€.

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



REF. 100288-10

57€.



REF. 100290

90€.

- ✓ 117 LEDs
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



Lente de 3 dioptrías
REF. 100287
Lente de 5 dioptrías
REF. 100287-5X

Lámpara lupa

76€.

- ✓ 90 LEDs blancos
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



REF. 100288-02
Sargento grande



REF. 100288-03
Soporte pared



REF. 100288-04
Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07
Soporte sobremesa

Carro porta-bandejas

REF.100048

335€.



Carro porta-bandejas
+ 60 bandejas pequeñas
REF.100048-60

706€.



Carro porta-bandejas
+ 30 bandejas pequeñas
+ 20 bandejas grandes
REF.100048-50

662€.

Bandejas porta-trabajos altas

Amarillo REF.100071
Azul REF.100072
Rojo REF.100073
Verde REF.100074
Blanco REF.100075



10 unidades de un color.

61€.

Lupa Bio Art



- Sujeción en la cabeza.
- Diámetro ajustable.
- Excelente campo visual.


Ref. GEM0U0400
Aumento 2,5X

32€.

Ref. GEM0U0410
Aumento 3,5X

32€.

Cajas para prótesis y ortodoncia




25 uds. suministradas en 6 colores surtidos

REF.070600

26€.

Cajas para ortodoncia



Fabricadas en plástico, 25 uds. surtidas.

REF.070590

25€.

Articulador tipo arcon Arquimedes pro

(semiajustable) A7 PLUS
Ref. 010099
Articulador + Estuche.

200€.

- Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad.
- Diseño que proporciona mayor visibilidad.
- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Trabaja en simétrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)
Ref. 010107
Articulador + Estuche.

240€.

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50
Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el arcabuz.

La transferencia del registro del paciente se realiza fijándose el arco facial completo en el articulador.

95€.



Articulador tipo arco Arquimedes protrusal

(semiajustable) A7 PLUS -E
Ref. 010103
Articulador + Estuche.

285€.

- Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.
- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de tratamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



Arquimedes Junior

(semiajustable) A7 FIX
Ref. 010098
Articulador + Caja cartón.

112€.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embudo) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



Mesa T002



- Mesa 2 puestos
- 2 jeringas aire
- 2 tomas corriente

1.550€.

XL
line



Mesa XL2T

3.990€

- silla ES-6
madera, c/ruedas.



140€.

- silla I-12
poliuretano, c/ruedas.



190€.

- Silla madera
pies metálicos, c/ruedas.



266€.

Mesa de trabajo metálica 2 puestos



- Medidas: Largo 1970 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 (encimera)
- Aspirador de 800 W y una lámpara por puesto.
- **Instalación de gas**
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Sopladores.
- Manómetro.
- Protector de acero en tablero.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.



MOM00600

* se incrementará en 200€ para Portugal peninsular, consultar para islas.

2.610€*

MÓDULO DE REPASADO CON ASPIRACIÓN

Ref. MOM00400

Elementos de conexión y equipamiento :

- Botón regulador potencia de aspiración.
- Interruptor START/STOP para aspiración.
- Conexión universal para micromotor escobillas con Micromotor SCORT III
- Pistola aire comprimido e indicador de presión.
- Campana y astillera con aspiración que permiten trabajar de forma independiente y/o complementaria.
- Pedal control micromotor ON/OFF.
- Aspiración con doble sistema de filtrado de fácil acceso.
- Dos cajones.
- Enchufe frontal 220V.
- Interruptor general.
- Interruptor iluminación.
- Construida totalmente en acero esmaltado.

Dimensiones:
1240 x 850 x 550 mm
· Iluminación Day Light
· Potencia: 650 W
· Voltaje 220 V



* se incrementará en 100€ para Portugal peninsular, consultar para islas.

1.690€*

Cabina de repaso Eclipse Caja de trabajo ORION

R-080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo Orion, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.

378€.

R-080214



Cabina de repaso grande para laboratorio

Especialmente pensada para zirconio



666€.

Ref. 080212

Cabina de repaso para laboratorio

- LED interior para una iluminación perfecta
- Reposabrazos cómodos y prácticos
- Diseño amplio y robusto



312€.

Ref. 080534L