



SHERAPolan 2:1

Marrón claro, marfil

Resina para modelos a base de poliuretano

- Ideal para moldear tocones delgados y socavados
- Color gris, optimizado para procesos de escaneo
- Dimensionalmente estable y duradero
- Tiempo de fraguado corto
- Extremadamente estable en los bordes y resistente a la abrasión
- Material muy duro que es fácil de serrar, lijar y fresar

61€

NOVEDAD



30% dto.

- 53% a 43% translucidez.
- 700MPa a 1200MPa.
- 8 capas.

NOVEDAD



Modelos



color café

Bote 1000grs.

100€

Para impresoras LCD

Dumont


Carburo



-20% dto.*

Dumont

Diamante macizo



-35% dto.*

* para unidades en stock



Falsa encia



Bote 500grs.

140€

Bote 1000grs.

230€



Modelos rosa




Bote 500grs.

105€

Bote 1000grs.

170€



Modelos gris



Bote 500grs.

105€

Bote 1000grs.

170€



Bases dentaduras



Bote 500grs.

220€

Bote 1000grs.

370€



Férulas



Bote 500grs.

170€

Bote 1000grs.

280€



Provisionales larga duración



Bote 500grs.

370€

Bote 1000grs.

620€



Provisionales



Bote 500grs.

170€

Bote 1000grs.

280€



Pruebas boca



Bote 500grs.

105€

Bote 1000grs.

170€



Calcinable



Bote 500grs.

170€

Bote 1000grs.

260€



Guías cirugía



Bote 500grs.

140€

Bote 1000grs.

230€



¡ Velocidad y calidad excepcionales con SEGA PRO !

Tecnología de impresión DLP Fast

Volumen de impresión 12 cm x 6,8 cm x 9 cm

Grosor de capa Z 100 / 50 micras

Velocidad de impresión 90 mm/hora a 50 micras

Proyector de 385 nm

Conectividad Wi-Fi de 5 GHz - Unidad USB

Control de impresora Táctil de 7" -pantalla

Calentador incorporado

Impresora dimensiones 32,5 cm x 32,5 cm x 56 cm

Peso Impresora 22 Kg



8.490€

ANYCUBIC
PHROZEN
ELEGOO
CREALITY
EPAX
FLASHFORGE
WANHAO
NOVA3D
SHINING
NEXTDENT LCD1
PRUSA

DentaFab

Para impresoras:
LCD - DLP

UNIFORMATION
PEOPLY
ZORTRAX INKSPRIE
LONGER
UNIZ
ACKURETTA
PIOCREAT
B9 CREATIONS
ASIGA
RAPIDSHAPE
MIICRAF



SHERAprint-model aesthetic red

1kg.

199€

Color: Encia



SHERAprint-model smoky white

1kg.

199€

Color: Blanco Ahumado



SHERAprint-model desert

1kg.

179€

Color: Diente




SHERAprint-model stone

1kg.

179€

Color: Gris claro



SHERAprint-gingiva

Máscara de encías



500grs...

149€.

SHERAiso-3D

Color azul




Separador RESINA/RESINA

botella 100grs...

25€

SHERAprint-plate Complete Set

SET DE AYUDA A LA ARTICULACIÓN PARA MODELOS IMPRESOS



- 10 x placa articulada
- 10 x tornillo avellanado M3
- 10 x disco adhesivo
- 10 x imán de neodimio
- 10 x tarro para imán

69€.

Cera rosa

caja 500g.

14,9€.

Por 5 cajas:

13,8€/u.



Cera amarilla

60 bloques

14,9€.



SHERADON

TERMO

Rosa, rosa veteados

Prensado e inyectado



1.000 g... **65€.**

500 ml... **37€.**

SHERAPRESS

AUTO

Rosa, rosa veteados, C34

Prensado, vertido e inyectado



1.000 g... **100€.**

500 ml... **68€.**

SHERABIMPASTE

Pasta prepulido resinas



bote 5 kg.

37€.


- con sustancias bactericidas y fungicidas.
- mejor prepulido.
- olor muy agradable.
- agradable para la piel.

SHERALUX 711

Emulsión de pulir de alto brillo

Color rosa

Resinas/Metales



500grs.

24€

Planchas foto

Megatray

Caja 50 uds, rosa opaco.



1,4 mm y 2,2mm

44€.

SHERATANDEM 85

Silicona adición A+B, Shore 85



2 x 5 kg... **185€.**

SHERATEC

Separador escayola/resina



Bote 500ml...

19€.

SHERASEPARAT

spray separador a base de cera



Spray 300ml

33€.

- separa escayola de escayola.
- separa impresiones de poliéter de resina p/mdelos.
- capa muy fina.
- secado muy rápido.
- sella al mismo tiempo.

SHERAALPIN

Tipo III, antagonistas



amarilla, azul

20 kg.

40€.

Weropress®

Transparente, rosa, rosa vetado, C34 vetado fino



Auto

1kg..... **106€.**

1L..... **106€.**

COMBIPRESS

rosa, rosa vetado, C34 vetado fino



Auto

1kg..... **102€.**

500ml.. **69€.**

Promolux® HIGH IMPACT

rosa, L1 vetado, C34 vetado fino



Termo

1kg..... **156€.**

500ml.. **42€.**

ESTETIC



3 capas

9,97€/u.

Por 25 tablillas... **8,75€.**

Por 50 tablillas... **7,78€.**

Por 100 tablillas.. **7,00€.**

por **200** tablillas.

6,36€/u.



PRECI VERTIX/HORIX

Fricción
Blanca - reducida.
Amarilla - media.
Roja - fuerte.

Altura: 5 mm (puede ser cortada).
Diámetro interno: 1,8 mm.

Envase de 6 uds. **25,80€.**



PRECI SAGIX

Fricción
Blanca - reducida
Amarilla - media.
Roja - fuerte.

Altura: 3,1 mm ó 4,1 mm.
Diámetro interno: 1,7 ó 2,2 mm.

Envase de 6 uds. **26,30€.**

PRECI BAR

CABALLITO ESTÁNDAR EN INOX.

Con relaciones para el acrílico. Contiene Ni.

Altura: 3,5mm. Anchura: 5mm. Largura: 50mm.

CK1100HMRIN **58,34€.**

CABALLITO MINI EN INOX.

Altura: 2,8mm. Anchura: 4mm. Largura: 50mm.

Mantenedor de espacio: 0,75mm.

CK1102HMRIN **58,34€.**

SHERAPOL 705

alto brillo para: resina, metal y cerámica



barra 300grs...

19€.

Ackermann



- acero (10uds).. **47,9€.**

- oro (2uds.)... **26,8€.**

Ackermann tipo B



- acero (2uds.).. **13,5€.**

- oro (2uds.)... **34,2€.**

Ref. H1230- 4D

Bloque de zirconio MM - 4D


HUGE

Max Multicapa

El bloque MM - 4D (Max Multilayer) es ideal para **todas las aplicaciones**, desde coronas estéticas hasta arcadas completas



Zirconio ultratransparente : hasta 53% de translucidez para una alta estética en la zona incisal .



Zirconio de alta resistencia : alcanza una resistencia de 1200 MPa para una estabilidad excepcional .

CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconio multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- Translucidez del 43% al 53%.
- Resistencia: 700 MPa- 1200 MPa.
- Todos los ámbitos de aplicación: desde una sola corona hasta un puente de arco completo.

Ø 0,98mm

Grosor	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€
Oferta	80,66€	90,33€	100,10€	110,00€	119,50€	129,15€	139,50€	149,10€
Ref.	H1230- 4D10	H1230- 4D12	H1230- 4D14	H1230- 4D16	H1230- 4D18	H1230- 4D20	H1230- 4D22	H1230- 4D25

ZIRCOSTAR 3D MULTILAYER

La combinación perfecta de materias primas 3Y-TZP y 5Y-TPZ

TONOS DISPONIBLES



anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓

Tencidad a la fractura hasta **7,8 MPa.m^{1/2}**.

COMPATIBLE CON: 71, 95 Y 98

2 + 1



820 MPa
49% translucidez

5 capas

1085 MPa
43% translucidez

16mm... ~~184,44€~~... **122,96€/u.**

20mm... ~~235,32€~~... **156,88€/u.**

25mm... ~~275,60€~~... **183,73€/u**

ZIRCOSTAR HT

Blanco, A1, A2, A3, B2, D2

anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1350 Mpa
45% translucidez

COMPATIBLE CON: 71, 95 Y 98

50% dto.*



14mm.... ~~115,64€~~... **57,82€/u.**

16mm.... ~~129,13€~~... **64,57€/u.**

18mm.... ~~138,76€~~... **69,38€/u.**

20mm.... ~~154,18€~~... **77,09€/u.**

25mm.... ~~175,38€~~... **87,69€/u.**

- ✓ Aplicaciones: contorno completo, marcos, inlays, onlays, coronas, copings.
- ✓ Ideal para puentes monolíticos de largo alcance
- ✓ Ideal para tecnología de recorte.
- ✓ Alta resistencia a la flexión y alta translucidez. **45%**
- ✓ 1350 MPa.
- ✓ Tencidad a la fractura **12,27 MPa.m^{1/2}**.

* Unidades limitas



ZIRCOSTAR HTML

A1, A2, A3, B2, D2

20% dto.



1389 MPa
45% translucidez

5 capas

14mm.... ~~131,05€~~... **104,84€**

20mm.... ~~190,80€~~... **152,64€**

anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

Alta capa translúcida (HTML)

- ✓ Aplicaciones: coronas y puentes de contorno completo.
- ✓ Puede ser utilizado para puente de 3 unidades
- ✓ Alta resistencia y alta translucidez.
- ✓ Encogimiento perfecto.
- ✓ 1389 MPa.
- ✓ Tencidad a la fractura **6,54 MPa.m^{1/2}**.

SHERAARTI-QUICK

SHERASOCKET-FLÜSSIG

SHERAAQUA

SHERAPREMIUM

SHERAHARD-ROCK



articular
blanco claro

20 kg. **62€.**

Tipo IV
azul, terra, turquesa

18 kg. **69€.**

Tipo IV
marrón dorado, rosa

18 kg. **65€.**

Tipo IV
marrón dorado

20 kg. **81€.**

Tipo IV
marrón dorado, amarilla

18 kg. **131€.**

SHERAPURE



Tipo IV
blanco crema

18 kg. **147€.**

3 kg. **33€.**

SOLIBOND C-PLUS


Cr-Co p/Cerámica



1 Kg.

263€.

Metales **SHERA** esqueléticos
envase de 1 Kg.



SHERALIT-CYLINDRA
relación precio-prestaciones, apropiado con laser.

245€.

SHERANAXOS

ideal para los trabajos de esqueléticos combinados, apropiado con laser.

286€.

SHERA ÓXIDO ALUMINIO



50, 110, 150, 250 μ m

5 kg... **30€.**

20 kg... **106€.**

SHERAREFRACT

Revestimiento refractario para muñones



Caja **990gr.** (30 bolsas x 33gr)

95€.

SHERAFINA2000

Revestimiento extra fino para fija




NORMAL / RÁPIDO / INYECTADA

Caja **6kg** (38x160gr).. **105€.**

SHERACAST

Revestimiento para esqueléticos, **extra fino**



NORMAL Y RÁPIDO

Caja **20kg** (50 x 400gr)... **103€.**

SHERAGLAMOUR

pasta diamante

Zirconio, cerámica, disilicato, metal



bote 20 g.

51€.

Gingifast

Silicona para encia, rígida o elástica



2 x 50 ml. **38€.**

SHERAGINGIVAL

Falsa encia



Rígida, ¡¡ Pero elástica !!

53€.

- 2 cartuchos dobles 50ml.
- 12 canulas.

SHERAMEGA 2000

Super adhesivo



bote 20grs... **12€.**




Bandeja de horno para carillas.

MPF114-4000

Las nuevas bandejas para horno posicionan las piezas en la zona óptima de calor para su adecuada cocción, elevándolas a través de la altura de la bandeja o del escalón del pin.

25,50€.



Bandeja + 4 pins cerámicos.

MPF114-3000


45,00€.



Bandeja + 10 pins cerámicos.

MPF114-1000

29,90€.



Bandeja + 10 pins metálicos.

MPF114-2000

32,50€.

myILLUSION

Maquillajes para circonio, cerámica, disilicato



- botes 3 grs.... **40,60€.**
- botes 4 grs.... **51,80€.**
- botes 5 grs.... **54,10€.**
- líquido 25 ml. **14,40€.**

Hybrid Kolinsky-Toray



	Referencia	PRECIO
0	050370	9 €
1	050371	10 €
2	050372	11 €
4	050373	15 €
6	050374	18 €
8	050375	20 €
10	050376	25 €

MPF-Standard



100-1008

118-2001

79,70€.

52,50€.

2u.

MPF-Optimum



102-1004

200-1006

80,50€.

49,90€.

2u.

MPF-Hybrid




600-1002

600-1006

23,00€.

47,50€.

MPF-Optimum-Opaque



102-1010

42,50€.

2u.

Optimum™ Carving



104-1004

39,22€.

2u.

MPF Revolution Sculpting



200-1704

16,63€.

Peg Fix

Material refractario

jeringa 9ml.



19,50€.

PINCELES SHERA

Pelo de marta



3,70€.

4,20€.

5,20€.

6,40€.

8,40€.

9,80€.

17,00€.

21,00€.

11,00€.

SHERASCAN SPRAY

Bote 200ml.

39€

- para escaneos óptimos de los modelos
- para aplicaciones CAD / CAM extraorales
- niebla de pulverización muy fina
- polvo microfino
- evita el reflejo de las superficies

Kit lavado y fotopolimerizado



Denta Wash Unit

Denta Cure Unit

790€

790€

Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.

MEDIT



MEDIT T310
MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5,0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710
MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



MEDIT T510
MIT001155

- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

Escáner Magic Eye

Software HypsoCAD

Diseñado para un uso dentro del sector dental.

Su software, potente e intuitivo, incorpora un moderno y extenso juego de comandos. Totalmente compatible e integrable con las aplicaciones de diseño dental 3D, lo que le confiere gran versatilidad.


Sistema operativo: Win 10, 64 bit
CPU: NTEL i5 - 9400H
DDR: DDR4 2666 8 GB
HDD: 2TB 256 MB 7200 Rpm
Tarjeta gráfica: GEFORCE GTX 1050 TI
Puerto: USB 3.0

235 mm
255 mm
390 mm
5,1 kg

Licencia completa.
(Consultar otras opciones)

NUEVO

PACK
MAGIC EYE
+ HYPSOCAD
9.500€
+ IVA



4.900€

Accesorios incluidos:

- Soporte multi-muñón: 2 soportes base.
- Soporte encías.
- Soporte articulador.
- Soporte elevador.
- Soporte mordaza.
- Placa articuladores.
- Fuente de alimentación.
- Spray escáner.


4.900€

Sin restricciones.

Fácil de usar y soporte en tiempo real.

Librerías siempre actualizadas.

KIT FRESADORA ARUM 5X-300 PRO



SOFTWARE CAM HYPERDENT V10
100% INTEGRADO



FRESADORA ARUM 5X-300 PRO
COMPRESOR INTEGRADO
HUMEDO Y SECO

ASPIRADORA LABO 4 ALL BL
MOTOR SIN ESCOBILLAS

€ 38.065^{,00}
+IVA

Lámparas LED y pie de lámpara



REF. 100288

90€.

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



REF. 100289

90€.

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



REF. 100288-10

57€.



REF. 100290

90€.

- ✓ 117 LEDs
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



Lámpara lupa

Lente de 3 dioptrías
REF. 100287
Lente de 5 dioptrías
REF. 100287-5x

69€.

- ✓ 90 LEDs blancos
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288




REF. 100288-02
Sargento grande



REF. 100288-03
Soporte pared



REF. 100288-04
Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07
Soporte sobremesa

Carro porta-bandejas

REF. 100048

352€.



Carro porta-bandejas
+ 60 bandejas pequeñas
REF. 100048-60

742€.



Carro porta-bandejas
+ 30 bandejas pequeñas
+ 20 bandejas grandes
REF. 100048-50

695€.

Bandejas porta-trabajos altas

Amarillo REF. 100071
Azul REF. 100072
Rojo REF. 100073
Verde REF. 100074
Blanco REF. 100075

145 mm
60 mm
155 mm
145 mm



10 unidades de un color.

64€.

Lupa Bio Art



- Sujeción en la cabeza.
- Diámetro ajustable.
- Excelente campo visual.


Ref. GEM0U0400
Aumento 2,5X

32€.

Ref. GEM0U0410
Aumento 3,5X

32€.

Cajas para prótesis y ortodoncia




25 uds. suministradas en 6 colores surtidos

REF. 070600

26€.

Cajas para ortodoncia



Fabricadas en plástico. 25 uds. surtidas.

REF. 070590

25€.

Articulador tipo arcon Arquimedes pro

(semiajustable) A7 PLUS
Ref. 010099
Articulador + Estuche.

210€.

- Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad.
- Diseño que proporciona mayor visibilidad.
- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Trabaja en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)
Ref. 010107
Articulador + Estuche.

252€.

- Semi-ajutable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50
Producto Sanitario

100€.

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



Articulador tipo arco Arquimedes protrusal

(semiajustable) A7 PLUS -E
Ref. 010103
Articulador + Estuche.

299€.

- Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.
- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de tratamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con amortiguación.



Arquimedes Junior

(semiajustable) A7 FIX
Ref. 010098
Articulador + Caja cartón.

117€.

- Semi-ajutable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



Horno de circonio por microondas Ref. 080114

	547 mm
Ancho	440 mm
Fondo	385 mm
Peso	31 kg
Alimentación	AC 230 V, 50 Hz
Potencia	1.800 W
Temp. máx.	1.550°C

NUEVO



Tiempo total de sinterización máximo de tan solo 4 horas.
Ahorro en mantenimiento (sin costosas resistencias de silicato de molibdeno).
Consumo reducido (800 / 1100 W).
Permite varios ciclos de producción en el mismo día.

Display intuitivo y de fácil programación.
Prácticamente no desprende calor.

El horno se suministra con todos los accesorios necesarios para una puesta en marcha inmediata.

6.825€.

zubler



VARIO S430

Horno sinterización

- pantalla táctil.
- programación libre.
- Temperatura max. 1.650°C.
- Sistema TTC de enfriamiento lineal.

9.490€.

Aspiración ZUBLER Z1-ECO/Z1-CAM

zubler



Aspiración 1 puesto

1.880€.



Z2 VARIOmaster

Aspiración 2 puestos

- Ampliable a 4 puestos con módulos Ap601.
- filtro permanente.

3.825€.

Aspiración **Sirocco L**



Especial para CAD/CAM

Sirocco L
+ tubo flexible
Ref. 080537D

Filtro reutilizable
7.5 l + Filtro ULPA

1.155€.

Aspiración sin bolsa **Sirocco CAM** (inducción)

REF. 080536

NUEVO

Diseñada para responder con excelencia a las tres exigencias fundamentales de estos entornos:

- Funcionamiento silencioso.
- Filtración de alto rendimiento
- Alta fiabilidad.

- AUTOLIMPIEZA DEL FILTRO POR VIBRACIÓN.
- REDUCCIÓN DE COSTOS.
- SISTEMA DE MONITORIZADO.
- CONFIGURACIONES PERSONALIZABLES
- MOTOR DE INDUCCIÓN (sin escobillas).

Especificaciones

Voltaje/Monofásico	220-240 Vca - 50/60 Hz
Manguera de aspiración	L 2,5 m - Ø 40 mm
Potencia	800 W
Filtro de membrana	
Niveles de succión	Capacidad del depósito de polvo 8,71L
1-5	
Nivel de ruido	Interfaz CAD/CAM
Max. 70 dB (± 5%)	Conectores DIN-69 / RJ45



1.491€.

Aspiración **Eolo Induction**

Ref. 080533



Detección simultánea de dos micromotores

Alto	585 mm	Peso	17 kg
Ancho	210 mm	Potencia	750 W
Fondo	500 mm	Ruido	65 dB

1.348€.

Aspiración **Gemini**

Aspiración de sólidos y líquidos

Especificaciones
Motor 1200 W (2 etapas)
Ruido 68 dB
Capacidad 36 l
Potenciómetro 650 - 1200 W
Detección 100 W



438€.

Aspiración **Gemini Mini**

Aspiración de sólidos y líquidos

Especificaciones
Motor 1150 W
Ruido 68 dB
Capacidad 9.5 l
Potenciómetro 650 - 1150 W
Detección 100 W



397€.

Reverberi Generador de vapor

- potencia 1.500W
- Caldera de 5 litros.
- presión 4 bar.

c/pedal.. **725€.**

s/pedal.. **752€.**

(pistola c/botón 230v)



Reverberi Generador de vapor

- potencia 1.700W
- Caldera de 5 litros.
- presión 4 bar.

Conexión directa a red

c/pedal.. **1.089€.**

s/pedal.. **1.086€.**

(pistola c/botón 230v)



TITAN VAPORETAS

TITAN 8 (ref. 100202) es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

TITAN NET (ref. 100203) permite también la conexión directa a la red de agua del laboratorio o clínica.

- ✓ Fabricadas en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones: 100202 y 100203

Alto 36 cm • Ancho 27 cm • Fondo 42 cm
Potencia 2200 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 8 bar • Peso 12,5 kg • Hervidor 3 L



836€.

969€.

TITAN VAPORETAS

TITAN PLUS (ref. 100204) además, cuenta con un depósito extra para el agua destilada. Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abra el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

Especificaciones: 100204

Alto 38 cm • Ancho 37 cm • Fondo 45 cm
Potencia 2600 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz •
Presión 4 - 8 bar • Peso 18 kg • Hervidor 3 L
Depósito auxiliar 2 L



1.396€.

Mezcladoras vacio IRIS



Iris II
Ref. 080516

Iris II Evolution
Ref. 080517

Iris II Inverter
Ref. 080517E

Iris II Advanced
Ref. 080518

913€.

999€.

1.031€.

1.099€.

Modelo	Iris II	Iris II Evolution	Iris II Evolution Inverte	Iris II Evolution Advanced
Rango de tiempo	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
RPM y giro	240°C	100 - 406°C	100 - 406°C	100 - 406°C
Potencia	100 W	100 W	100 W	100 W

350 mm
205 mm
155 mm

4.8 kg

Pie de sujeción
opcional

Ref. 080519



650 mm
7.5 kg
250 mm
270 mm

191€.

Baños de ultrasonidos de 6, 8 l., 3, 2 l.



475€.

344€.

Mini box pulidora Gorbea 2 velocidades

Conexión a aspiración. Interruptor de seguridad.
Iluminación LED. Cepillos no incluidos.
Viseras de protección.

Especificaciones

Potencia 200 W
Velocidad 2000- 7000 rpm



640€.

REF. 080508

Termoconformadora por presión PlastPress

NUEVO

Láminas Ø de 126 a 131 mm
Láminas Ø de 125 a 134 mm



941€.

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.
Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.
Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.
Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Especificaciones
Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7,5 kg
Potencia 450 W

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas

Láminas Ø de 120 a 131 mm
Láminas de Ø 134 mm



651€.

Especificaciones
Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4,6 kg
Potencia 925W

Pintura epoxi R-200263



1.411€.


Chorro de arena Constellation III y IV

	III	IV
Alto	315 mm	315 mm
Ancho	440 mm	440 mm
Fondo	510 mm	510 mm
Peso	14 kg	15,5 kg
Consumo aire	80 l/min	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm	2 a 5 atm

1.520€.



Chorro de arena Plutón R-080253



842€.

Alto 290 mm
Fondo 235 mm
Ancho 340 mm
Modo "Plutón"
Consumo aire 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm

2 Lápices móviles
1 Pedal
Lámpara LED

Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T



Ref. 080220

798€.



Ref. 080228

1.081€.

Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia.
3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio dental.
Eclipse II Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.
Eclipse II T. Similar a la anterior, pero con una pletina fija, además de tolva de gran capacidad.

Chorro de arena Constellation "Practic" R-080259



Pintado

945€.

	Practic
Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	510 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

Mesa T002



- Mesa 2 puestos
- 2 jeringas aire
- 2 tomas corriente

1.550€.

XL line



Mesa XL2T

3.990€

- silla ES-6
madera, c/ruedas.



140€.

- silla I-12
poliuretano, c/ruedas.



199€.

- Silla madera
pies metálicos, c/ruedas.



279€.

Mesa de trabajo metálica 2puestos



- Medidas: Largo 1970mm. Ancho 600mm. Alto 900 (en c i. mera)
- Aspirador de 800W y un lámpara por puesto.
- Instalación de gas
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Sopladores.
- Manómetro.
- Protector de acero en tablero.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.



MOM000600

* se incrementará en 200€ para Portugal peninsular, consultar para islas.

2.610€*

MÓDULO DE REPASADO CON ASPIRACIÓN

Ref. MOM000400

Elementos de conexión y equipamiento :

- Botón regulador potencia de aspiración.
- Interruptor START/STOP para aspiración.
- Conexión universal para micromotor escobillas con Micromotor SCORT III
- Pistola aire comprimido e indicador de presión.
- Campana y astillera con aspiración que permiten trabajar de forma independiente y/o complementaria.
- Pedal control micromotor ON/OFF.
- Aspiración con doble sistema de filtrado de fácil acceso.
- Dos cajones.
- Enchufe frontal 220V.
- Interruptor general.
- Interruptor iluminación.
- Construida totalmente en acero esmaltado.

Dimensiones:
1240 x 850 x 550 mm
· Iluminación Day Light
· Potencia: 650 W
· Voltaje 220 V



* se incrementará en 100€ para Portugal peninsular, consultar para islas.

1.690€*

Cabina de repaso Eclipse

R-080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo Orion, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.

397€.

Caja de trabajo ORION

R-080214



542 mm
336 mm
500 mm 4.9 kg

Cabina de repaso grande para laboratorio

Especialmente pensada para zirconio



666€.

- LED interior para una iluminación perfecta
- Reposabrazos cómodos y prácticos
- Diseño amplio y robusto
 - Amplia pantalla y acceso
 - Gran ergonomía de trabajo

Ref. 080212

Cabina de repaso para laboratorio

- LED interior para una iluminación perfecta
- Reposabrazos cómodos y prácticos
- Diseño amplio y robusto

Ref. 080534L



328€.

230 mm
400 mm
345 mm 2.4 kg

Electropulidoras

R-080150
1 velocidad

R-080160
2 velocidades

426€.

508€.

Perforador de pines Atlas

Ref. 080610

• Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm.

Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

849€.

Decantadora de polipropileno

R-080087

La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Alto 345 mm
Diámetro 350 mm
Capacidad 14 l.
Peso 2,2 kg

19L... **267€.**

311€.

Recortadoras Mulhacen 3000 L

R-080093

Disco de Diamante R-080095

709€.

1.083€.

• Fierro incorporado: óxido de hierro, para personas con metal-cerco activa. • Disco de diamante: apto para personas con metal-cerco activa. • Fabricada en plástico reforzado de alta resistencia. • Sistema de aspiración. • Códigos de colores.

Alto 1600 mm
R.P.M. 3000
Tensión 230 V.
50/60 Hz
Ventana 121 mm

340 mm
420 mm
345 mm

Olla Polimerizadora automática R-030425

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

1.194€.

Presión 2 bares
Temperatura máxima 400°C
Volumen cuba 6 litros
Potencia calentamiento 900 W

Olla polimerizadora neumática R-030420

Manguera de conexión con cierre automático.

Inox

Especificaciones
Presión máx. 2 bar
Temp. máx 60°C
Capacidad 6 l

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

315€.

Pulidores electrolíticos digitales R-100293

Con sistema de agitación por aire.

628€.

Recortadoras RH 3.000 "clasica"

• Fabricadas totalmente en Aluminio.

Disco de carburo de silicio 3.000 rpm. Ref. 080082

961€.

Disco de Diamante 3.000 rpm. Ref. 080083

1.419€.

Espátulas electrónicas para modelar cera

R-100008

2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200°C

235€.

Calentador por inducción R-100009

Con 2 sensores de proximidad

225€.

Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr.

Box con aspiración para pulido R-080502

Fabricada en polipropileno de alta resistencia

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h.
Ruido	67 dB

2.095€.

Hornos de precalentamiento

Vulcano HP-50 R-080135

2.161€.

HP-50 R-080144

2.435€.

Vibradores R-080025

330€.

R-080020

349€.

Mezcladoras de gelatina Aneto R-080511

Inox

- capacidad 7L.
- 650 W.
- 100 rpm.

3.253€.

Cortadora de Muñones

Especificaciones
Alto 290 mm
Ancho 223 mm
Fondo 260 mm
Peso 6,3 kg
Velocidad 6000 rpm
Potencia 200 W

REF. 080614

972€.

Catalizador de humos

Especificaciones
Alto 380 mm
Ancho 185 mm
Ø tubo 38,5 mm
Peso 5,3 kg
Potencia 600 W

REF. 080124

679€.

Agitador de resinas

Ref. 150130



Alto	103 mm
Ancho	253 mm
Fondo	480 mm
Peso	3.12 kg

384€.

Fotopolimerizadora EFP4**

Para composites y resinas 3D



380/550nm

1.654€.

Estación de fotopolimerización Sun Beam 3D+



Especificaciones

Alto	250 mm
Ancho	300 mm
Largo	300 mm
Peso neto	6kg
Potencia	60 W
Temporizador	0-60"
Longitud de onda	375-405 nm

REF. 150121

461€.

El dispositivo UV emite luz ultravioleta de forma constante, concentrada y uniforme para curar rápidamente las impresiones realizadas con resinas de fotopolímero.

Lámpara Otofash

280/580nm

10 flash/seg.



G171-N2... **2.564€.**

G171-N6... **3.177€.**

Unidad de anodizado



Permite procesar elementos dentales de titanio de forma rápida, sencilla y económica. Resultados comparables a productos pertenecientes a una categoría muy superior.

Apariencia:

La capa anódica puede ser coloreada con diferentes tonalidades. Según sea el voltaje, se conseguirán diferentes tonalidades. Esta tonalidad, por ejemplo, es especialmente interesante cuando el elemento anodizado sirve de soporte de un material translúcido como el circonio o para las barras sobre implantes.

Resistencia a la corrosión.
Resistencia al desgaste.
Mejor adherencia y acabado superficial.
Menor liberación de iones metálicos.
Funciona con una solución de agua y bicarbonato sódico.



REF. 10029

628€.

Video explicativo



Solución de agua (600 ml) y bicarbonato sódico (20 g)



Especificaciones

Dimensión: 207 x 245 x 160 mm
Peso: 2,73 kg
Voltaje: 10-80 V
Alimentación: AC 220-240 V 50/60 Hz
Potencia: 100 W
Tiempo de anodizado: 5 segundos

SENSE A7 Inducción

Ref.: 100230 (Blanco)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

590€



Especificaciones

Dimensión:	330 x 330 x 160 mm
Peso:	2,8 kg
Velocidad máxima:	55000 rpm
Torque:	8,5 N-cm
Potencia:	240 W
Tensión de salida:	0-36 V
Peso pieza de mano:	230 g



SENSE A3 - Escobillas

Ref.: 100238 (blanco)

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

210€



Especificaciones

Dimensión:	147 x 120 x 88 mm	Voltaje:	0-33V
Peso:	1,15 kg	Peso pieza de mano:	215 g
Velocidad máxima:	35000 rpm	Diámetro fresas:	Ø2.35 mm
Torque máximo:	3,0 N-cm		
Potencia:	70W		



215€

Disponible también en color carbono (ref.: 100240)

Micromotor Black de inducción

Especificaciones

Alto	182 mm	Ancho	96 mm
Fondo	207 mm	Peso	2,5 kg
Potencia	230 W	Torque	7,8 N-cm
		Velocidad	50000 rpm



REF. 100281

899€

