

MEGA- M LC

Resina fotopolimerizable y calcinable



color: **rojo** ó **azul**

- 3 jeringas flow 3 gr.
- 1 jeringa 3gr.
- puntas.

49€.

SHERASCAN SPRAY




Bote 200ml.

39€

- para escaneos óptimos de los modelos
- para aplicaciones CAD / CAM extraorales
- niebla de pulverización muy fina
- polvo microfino
- evita el reflejo de las superficies

SHERAOKKLU-EXACT

Spray de oclusión, super fino



75 ml.....

12,6€/u.**

PERMANENT CROWN

Colores : BL1, A1 y B1



NOVEDAD

500grs..... **445€**

1000grs..... **820€**

Dumont

Carburo



-20% *
dto.

Dumont

Diamante macizo



-35% *
dto.

* para unidades en stock

** 16u. en stock

ZIRCOSTAR HT

Blanco, A1, A2, A3, B2, D2

anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1350 Mpa
45% translucidez

COMPATIBLE CON: 71, 95 Y 98

14mm....	115,64€....	57,82€/u.
16mm....	129,13€....	64,57€/u.
18mm....	138,76€....	69,38€/u.
20mm....	154,18€....	77,09€/u.
25mm....	175,38€....	87,69€/u.

- ✓ Aplicaciones: contorno completo, marcos, inlays, onlays, coronas, copings.
- ✓ Ideal para puentes monolíticos de largo alcance
- ✓ Ideal para tecnología de recorte.
- ✓ Alta resistencia a la flexión y alta translucidez. 45%
- ✓ 1350 MPa.
- ✓ Tencidad a la fractura 12,27 MPa.m^{1/2}.

* Unidades limitas

ZIRCOSTAR HTML

A1, A2, A3, B2, D2

anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1389 MPa
45% translucidez

5 capas

14mm....	131,05€....	104,84€
20mm....	190,80€....	152,64€

Alta capa translúcida (HTML)

- ✓ Aplicaciones: coronas y puentes de contorno completo.
- ✓ Puede ser utilizado para puente de 3 unidades
- ✓ Alta resistencia y alta translucidez.
- ✓ Encogimiento perfecto.
- ✓ 1389 MPa.
- ✓ Tencidad a la fractura 6,54 MPa.m^{1/2}.

ZIRCOSTAR 3D MULTILAYER

La combinación perfecta de materias primas 3Y-TZP y 5Y-TZP



anterior	posterior	crown	bridge up to 3	bridge up to 6	full bridge	coping	substructure	inlay / onlay	veneer
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tencidad a la fractura hasta 7,8 MPa.m^{1/2}.

COMPATIBLE CON: 71, 95 Y 98



16mm...	184,44€....	122,96€/u.
20mm...	235,32€....	156,88€/u.
25mm...	275,60€....	183,73€/u.

820 MPa
49% translucidez
5 capas
43% translucidez
1085 MPa

Disco de zirconio MM - 4D

Max Multicapa

Ideal para todas las aplicaciones,
desde coronas estéticas hasta arcadas completas

Con 8 capas y 15 gradaciones, MM - 4D ofrece restauraciones de zirconio con estética natural, alta resistencia y translucidez.

CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconio multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- **Translucidez del 43% al 53%.**
- **Resistencia: 700 MPa - 1200 MPa.**
- Todos los ámbitos de aplicación: desde una sola corona hasta un puente de arco completo.

Ø 0,98mm

Grosor	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€
Oferta	80,66€	90,33€	100,10€	110,00€	119,50€	129,15€	139,50€	149,10€
Ref.	H1230- 4D10	H1230- 4D12	H1230- 4D14	H1230- 4D16	H1230- 4D18	H1230- 4D20	H1230- 4D22	H1230- 4D25

HUGE





Falsa encia



Bote 500grs.

140€

Bote 1000grs.

230€



Modelos rosa




Bote 500grs.

105€

Bote 1000grs.

170€



Modelos gris



Bote 500grs.

105€

Bote 1000grs.

170€



Bases dentaduras



Bote 500grs.

220€

Bote 1000grs.

370€



Férulas



Bote 500grs.

170€

Bote 1000grs.

280€



Provisionales larga duración



Bote 500grs.

370€

Bote 1000grs.

620€



Provisionales



Bote 500grs.

170€

Bote 1000grs.

280€



Pruebas boca



Bote 500grs.

105€

Bote 1000grs.

170€



Calcinable



Bote 500grs.

170€

Bote 1000grs.

260€



Guias cirugía



Bote 500grs.

140€

Bote 1000grs.

230€

PERMANENT CROWN

Colores : BL1, A1 y B1

Permanent Crown Resin es una resina de impresión 3D híbrida de nanocerámica fotopolimerizable, diseñada para la fabricación de incrustaciones (inlays y onlays), carillas, coronas completas y prótesis híbridas definitivas. Gracias a su elevado contenido de carga inorgánica (50-70 % de vidrio dental), ofrece una estética y un rendimiento mecánico muy similares a los de la estructura dental natural.

Es apta tanto para restauraciones en el sector anterior como en el posterior —incluyendo aquellas con cobertura oclusal completa— y soporta cargas funcionales a largo plazo. Abarca un amplio espectro de aplicaciones clínicas, desde prótesis implantosoportadas tipo All-on-X hasta dientes para prótesis completas removibles.



500 gr.....

445€

1000 gr.....

820€



ANYCUBIC
PHROZEN
ELEGOO
CREALITY
EPAX
FLASHFORGE
WANHAO
NOVA3D
SHINING
NEXTDENT LCD1
PRUSA

DentaFab



Para impresoras:
LCD - DLP

UNIFORMATION
PEOPLY
ZORTRAX INKSPRIE
LONGER
UNIZ
ACKURETTA
PIOCREAT
B9 CREATIONS
ASIGA
RAPIDSHAPE
MIICRAF



SHERAprint-model aesthetic red

1kg.

209€

Color: Encia



SHERAprint-model smoky white

1kg.

209€

Color: Blanco
Ahumado



SHERAprint-model desert

1kg.

179€

Color: Diente




SHERAprint-model stone

1kg.

179€

Color: Gris claro




SHERAprint-gingiva

Máscara de encías

0,5 kg.

150€



SHERAprint-Cast&Press

Resina calcinable

1kg.

335€

SHERAiso-3D

Color azul




Separador
RESINA/RESINA

botella 100grs...

26€

SHERAprint-plate Complete Set

SET DE AYUDA A LA ARTICULACIÓN PARA MODELOS IMPRESOS



- 10 x placa articulada
- 10 x tornillo avellanado M3
- 10 x disco adhesivo
- 10 x imán de neodimio
- 10 x tarro para imán

69€.

SHERAARTI-QUICK



articular
blanco claro

20 kg. **62€.**

SHERAPREMIUM



Tipo IV
marrón dorado

20 kg. **81€.**

SHERAHARD-ROCK



Tipo IV
marrón dorado, amarilla

18 kg. **131€.**

SHERAPURE




Tipo IV
blanco crema

18 kg. **149€.**

3 kg. **29€.**

SHERACAST

Revestimiento para esqueléticos, **extra fino**




NORMAL Y RÁPIDO

Caja **20kg** (50 x 400gr)... **103€.**

Metales SHERA esqueléticos

envase de **1 Kg.**



SHERALIT-CYLINDRA

- relación precio-prestaciones, apropiado con laser.

245€.

SHERANAXOS

- ideal para los trabajos de esqueléticos combinados, apropiado con laser.

286€.

SHERAFORM

gelatina para revestimiento

- válida para microondas.
- color: blanco.
- alta precisión y larga vida útil.



6 kg... **98€**

SHERAREFRACT

Revestimiento refractario para muñones



Caja **990gr.** (30 bolsas x 33gr)

95€.

SHERAFINA2000

Revestimiento extra fino para fija




NORMAL / RÁPIDO / INYECTADA

Caja **6kg** (38x160gr).. **105€.**

SHERAVEST RP

revestimiento para calcinables 3D

Normal y rápido



40 bolsas x 250gr.
(10kg.)

74€

SHERAGLAMOUR

pasta diamante

Zirconio, cerámica, disilicato, metal



bote **20 g.**

51€.

Gingifast

Silicona para encia, rígida o elástica



2 x 50 ml. **38€.**

SHERAGINGIVAL

Falsa encia




Rígida, ¡¡ **Pero elástica !!**

53€.

- 2 cartuchos dobles 50ml.
- 12 canulas.

SHERA ÓXIDO ALUMINIO



50, 110, 150, 250 mμ

5 kg... **30€.**

20 kg... **106€.**

Weropress®

Transparente, rosa, rosa veteado, C34 veteado fino



Auto

1kg..... **106€.**

1L..... **106€.**

COMBIPRESS

rosa, rosa veteado, C34 veteado fino

Auto



1kg..... **102€.**

500ml.. **69€.**

Promolux® HIGH IMPACT

rosa, L1 veteado, C34 veteado fino

Termo




1kg..... **156€.**

500ml.. **42€.**

SHERAGEL

gelatina, para RESINA y revestimiento



6 kg.

83€.

- valida para microondas
- color: rojo
- gelatina estable para duplicar

ESTETIC



3 capas

9,97€/u.

Por 25 tablillas... **8,75€.**

Por 50 tablillas... **7,78€.**

Por 100 tablillas.. **7,00€.**

por **200** tablillas.

6,36€/u.

Megaseal N

barniz sellador fotopolimerizable



- resinas acrílicas.
- cerámica.
- con nano-partículas.
- alta resistencia al rayado.
- brillo intenso.

bote 20 ml

29€.

SHERAPOL 705

alto brillo para: resina, metal y cerámica



barra 300grs...

19€.

Ackermann



- acero (10uds).. **47,9€.**

- oro (2uds.).... **26,8€.**

Ackermann tipo B



- acero (2uds.).. **13,5€.**

- oro (2uds.).... **67,4€.**

SHERADUPLICA

silicona adición A+B, SHORE 85



2 x 3 Kg
(6kg)

126€.

Regalo de:
SHERAFINISH



SHERABIMPASTE

Pasta prepulido resinas



bote 5 kg.

37€.

- con sustancias bactericidas y fungicidas.
- mejor prepulido.
- olor muy agradable.
- agradable para la piel.

Cera rosa

caja 500g.



14,9€.

Por 5 cajas:

13,8€/u.

Cera amarilla

60 bloques



14,9€.

SHERAPRESS

Resina AUTO, rosa, rosa veteado, C34
Prensado, vertido e inyectado



1.000 g... **106€.**

500 ml... **72€.**

Polvo + líquido..... **Regalo:** Cera rosa NT



SHERATEC

Separador escayola/resina



Bote 500ml...

19€.

Planchas foto

Megatray

Caja 50 uds, rosa opaco.



1,4 mm y 2,2mm

44€.

SHERADON

Resina TERMO, rosa, rosa veteado
Prensado e inyectado



1.000 g... **68€.**

500 ml... **38€.**

2 de Polvo + líquido..... **Regalo:** Cera rosa NT



CEKA

PRECİ VERTIX/HORİX



Fricción

Blanca - reducida.
Amarilla - media.
Roja - fuerte.

Altura: 5 mm (puede ser cortada).
Diámetro interno: 1,8 mm.

Envase de 6 uds.

25,80€.

PRECİ SAGİX



Fricción

Blanca - reducida
Amarilla - media.
Roja - fuerte.

Altura: 3,1 mm ó 4,1 mm.
Diámetro interno: 1,7 ó 2,2 mm.

Envase de 6 uds.

26,30€.

PRECİ BAR

CABALLITO ESTÁNDAR EN INOX.

Con retenciones para el acrílico. Contiene Ni.

Altura: 3,5mm. Anchura: 5mm. Largura: 50mm.

CK1100HMRIN



58,34€.

CABALLITO MINI EN INOX.

Altura: 2,8mm. Anchura: 4mm. Largura: 50mm.

Mantenedor de espacio: 0,75mm.

CK1102HMRIN



58,34€.

SHERAALPIN

Tipo III, antagonistas



amarilla, azul

20 kg.

39€.



Bandeja de horno para carillas.

MPF114-4000

Las nuevas bandejas para horno posicionan las piezas en la zona óptima de calor para su adecuada cocción, elevándolas a través de la altura de la bandeja o del escalón del pin.

25,50€.

Bandeja + 4 pins cerámicos.

MPF114-3000

45,00€.

Bandeja + 10 pins cerámicos.

MPF114-1000

29,90€.

Bandeja + 10 pins metálicos.

MPF114-2000

32,50€.**mpILLUSION**

Maquillajes para circonio, cerámica, disilicato



- botes 3 grs.... **40,60€.**
- botes 4 grs.... **51,80€.**
- botes 5 grs.... **54,10€.**
- líquido 25 ml. **14,40€.**

**Hybrid Kolinsky-Toray**

	Referencia	PRECIO
0	050370	9 €
1	050371	10 €
2	050372	11 €
4	050373	15 €
6	050374	18 €
8	050375	20 €
10	050376	25 €

MPF-Standard

**79,70€.**

118-2001

52,50€.

2u.

MPF-Optimum

**80,50€.**

102-1004

2u.

MPF-Revolution

**49,90€.**

200-1006


MPF-Hybrid

**23,00€.****47,50€.**

600-1002

600-1006

MPF-Optimum-Opaque



102-1010

42,50€.

2u.

Optimum™ Carving



104-1004

39,22€.

2u.

MPF Revolution Sculpting



200-1704

16,63€.**Peg Fix**

Material refractario

jeringa 9ml.

**19,50€.****PINCELES SHERA**

Pelo de marta

**3,70€.****4,20€.****5,20€.****6,40€.****8,40€.****9,80€.****17,00€.****21,00€.****21,00€.****11,00€.**

Horno de circonio por microondas Ref. 080114

Ancho	547 mm
Fondo	440 mm
Peso	385 mm
Peso	31 kg
Alimentación	AC 230 V, 50 Hz
Potencia	1.800 W
Temp. máx.	1.550°C

NUEVO



Tiempo total de sinterización máximo de tan solo 4 horas.

Ahorro en mantenimiento (sin costosas resistencias de silicato de molibdeno). Consumo reducido (800 / 1100 W). Permite varios ciclos de producción en el mismo día.

Display intuitivo y de fácil programación. Prácticamente no desprende calor.

El horno se suministra con todos los accesorios necesarios para una puesta en marcha inmediata.

6.825€.

zubler

VARIO S430

Horno sinterización

- pantalla táctil.
- programación libre.
- Temperatura max. 1.650°C.
- Sistema TTC de enfriamiento lineal.

9.490€.



Aspiración ZUBLER Z1-ECO/Z1-CAM

zubler

Aspiración 1 puesto

1.880€.



Z2 VARIOmaster

Aspiración 2 puestos

- Ampliable a 4 puestos con módulos Ap601.
- filtro permanente.

3.825€.



Aspiración Sirocco L



Especial para CAD/CAM

Sirocco L
+ tubo flexible
Ref. 080537D

Filtro reutilizable
7.5 l + Filtro ULPA

1.155€.

Aspiración sin bolsa Sirocco CAM (inducción)

REF. 080536

Diseñada para responder con excelencia a las tres exigencias fundamentales de estos entornos:

- Funcionamiento silencioso.
- Filtración de alto rendimiento
- Alta fiabilidad.

- AUTOLIMPIEZA DEL FILTRO POR VIBRACIÓN.
- REDUCCIÓN DE COSTOS.
- SISTEMA DE MONITORIZADO.
- CONFIGURACIONES PERSONALIZABLES
- MOTOR DE INDUCCIÓN (sin escobillas).

Especificaciones

Voltaje/Monofásico	220-240 Vca - 50/60 Hz
Manguera de aspiración	L 2,5 m - Ø 40 mm
Potencia	800 W
Filtro de membrana	
Niveles de succión	Capacidad del depósito de polvo 8,71L
1-5	
Nivel de ruido	Interfaz CAD/CAM
Max. 70 dB (± 5%)	Conectores DIN-69 / RJ45



1.491€.

Aspiración Eolo Induction

Ref. 080533

Detección simultánea de dos micromotores



Alto	585 mm	Peso	17 kg
Ancho	210 mm	Potencia	750 W
Fondo	500 mm	Ruido	65 dB

1.348€.

Aspiración Gemini

Aspiración de sólidos y líquidos

Especificaciones

Motor	1200 W (2 etapas)
Ruido	68 dB
Capacidad	36 l
Potenciómetro	650 - 1200 W
Detección	100 W



438€.

Aspiración Gemini Mini

Aspiración de sólidos y líquidos

Especificaciones

Motor	1150 W
Ruido	68 dB
Capacidad	9.5 l
Potenciómetro	650 - 1150 W
Detección	100 W



397€.

Lámparas LED y pie de lámpara



REF. 100288

90€.

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



REF. 100288-10

57€.



REF. 100290

90€.

- ✓ 117 LEDs
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



REF. 100289

90€.

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa



Lámpara lupa

Lente de 3 dioptrías
REF. 100287
Lente de 5 dioptrías
REF. 100287-5x

69€.

- ✓ 90 LEDs blancos
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



REF. 100288-02
Sargento grande



REF. 100288-03
Soporte pared



REF. 100288-04
Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07
Soporte sobremesa

Carro porta-bandejas

REF. 100048

352€.



Carro porta-bandejas
+ 60 bandejas pequeñas
REF. 100048-60

742€.



Carro porta-bandejas
+ 30 bandejas pequeñas
+ 20 bandejas grandes
REF. 100048-50

695€.

Bandejas porta-trabajos altas

Amarillo REF. 100071
Azul REF. 100072
Rojo REF. 100073
Verde REF. 100074
Blanco REF. 100075



10 unidades de un color.

64€.

Lupa Bio Art



- Sujeción en la cabeza.
- Diámetro ajustable.
- Excelente campo visual.


Ref. GEM0U0400
Aumento 2,5X

32€.

Ref. GEM0U0410
Aumento 3,5X

32€.

Cajas para prótesis y ortodoncia




25 uds. suministradas en 6 colores surtidos

REF. 070600

26€.

Cajas para ortodoncia



Fabricadas en plástico, 25 uds. surtidas.

REF. 070590

25€.

Articulador tipo arcon Arquimedes pro (semiajustable) A7 PLUS Ref. 010099 Articulador + Estuche.

210€.



Articulador tipo arcon 4.000 S (semiajustable) Ref. 010107 Articulador + Estuche.

252€.



- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennett.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).

Arco Facial Estandar Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente se realiza fijándose el arco facial completo en el articulador.

100€.



Articulador tipo arco Arquimedes protrusal (semiajustable) A7 PLUS -E Ref. 010103 Articulador + Estuche.

299€.



- Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.
- Semi-ajustable / Arcón.
 - Distancia intercondilar fija (110 mm).
 - Regulación de la guía condilar.
 - Regulación del ángulo de Bennett.
 - Guía condilar plana.
 - Sistema de trabamamiento bilateral.
 - Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
 - Sistema estabilizador de los movimientos de articulación.

Arquimedes Junior (semiajustable) A7 FIX Ref. 010098 Articulador + Caja cartón.

117€.



- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennett fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.

Reverberi

Generador de vapor

- potencia 1.500W
- Caldera de 5 litros.
- presión 4 bar.

c/pedal.. **725€.**

s/pedal.. **752€.**

(pistola c/botón 230v)



Reverberi

Generador de vapor

- potencia 1.700W
- Caldera de 5 litros.
- presión 4 bar.

Conexión directa a red

c/pedal.. **1.089€.**

s/pedal.. **1.086€.**

(pistola c/botón 230v)



TITAN VAPORETAS

TITAN 8 (ref. 100202) es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

TITAN NET (ref. 100203) permite también la conexión directa a la red de agua del laboratorio o clínica.

- ✓ Fabricadas en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones: 100202 y 100203

Alto 36 cm • Ancho 27 cm • Fondo 42 cm

Potencia 2200 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz

Presión 8 bar • Peso 12,5 kg • Hervidor 3 L



836€.

969€.

TITAN VAPORETAS

TITAN PLUS (ref. 100204) además, cuenta con un depósito extra para el agua destilada. Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abra el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

Especificaciones: 100204

Alto 38 cm • Ancho 37 cm • Fondo 45 cm

Potencia 2600 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz

Presión 4 - 8 bar • Peso 18 kg • Hervidor 3 L

Depósito auxiliar 2 L



1.396€.

Mezcladoras vacio IRIS



Iris II
Ref. 080516

913€.



Iris II Evolution
Ref. 080517

999€.



Iris II Inverter
Ref. 080517E

1.031€.



Iris II Advanced
Ref. 080518


1.099€.

Modelo	Iris II	Iris II Evolution	Iris II Evolution Inverte	Iris II Evolution Advanced
Rango de tiempo	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
RPM y giro	240°C	100 - 406°C	100 - 406°C	100 - 406°C
Potencia	100 W	100 W	100 W	100 W

350 mm
205 mm
155 mm

Pie de sujeción
opcional

Ref. 080519



191€.

Baños de ultrasonidos de 6,8 l., 3,2 l.



475€.

344€.

Mini box pulidora

Gorbea 2 velocidades

Conexión a aspiración. Interruptor de seguridad. Iluminación LED. Cepillos no incluidos. Viseras de protección.

Especificaciones

Potencia 200 W

Velocidad 2000- 7000 rpm



640€.

TITAN VAPORETAS

Termoconformadora por presión

PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado. Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío. Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor. Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas Ø de 126 a 131 mm
Láminas Ø de 125 a 134 mm

NUEVO



941€.

Especificaciones
Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7,5 kg
Potencia 450 W

Termoconformadora de vacío



651€.

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas

Especificaciones
Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4,6 kg
Potencia 925W

Pintura epoxi R-200263



1.411€.

Chorro de arena Constellation III y IV


	III	IV
Alto	315 mm	315 mm
Ancho	440 mm	440 mm
Fondo	510 mm	510 mm
Peso	14 kg	15,5 kg
Consumo aire	80 l/min	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm	2 a 5 atm

1.520€.

Chorro de arena Plutón R-080253



Chorro de arena Plutón R-080253



Alto 290 mm
Mod. "Plutón"
Consumo aire 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm

842€.

Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T



Ref. 080220

798€.



Ref. 080228

1.081€.

Chorro de arena Constellation "Practic" R-080259



Pintado

945€.

	III	IV
Alto	315 mm	315 mm
Ancho	440 mm	440 mm
Fondo	510 mm	510 mm
Peso	12,5 kg	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm	2 a 5 atm

Electropulidoras

R-080150
1 velocidad

R-080160
2 velocidades

426€.

508€.

Perforadora de pines Atlas

Ref. 080610

● Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm.

Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

849€.

Decantadora de polipropileno

R-080087

La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Alto 345 mm
Diámetro 350 mm
Capacidad 14 l.
Peso 2,2 kg

267€.

311€.

Recortadoras Mulhacen 3000 L

R-080093

709€.

Disco de Diamante **R-080095**

1.083€

Olla Polimerizadora automática R-030425

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

1.194€.

Presión 2 bares
Temperatura máxima 400°C
Volumen cuba 6 litros
Potencia calentamiento 800 W

Olla polimerizadora neumática R-030420

Manguera de conexión con cierre automático.

315€.

Especificaciones:
Presión máx. 2 bar
Temp. máx 60°C
Capacidad 6 l

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

Pulidores electrolíticos digitales R-100293

Con sistema de agitación por aire.

628€.

Recortadoras RH 3.000 "clasica"

● Fabricadas totalmente en Aluminio.

Disco de carburo de silicio 3.000 rpm. Ref. 080082

961€.

Disco de Diamante 3.000 rpm. Ref. 080083

1.419€.

Espátulas electrónicas para modelar cera

R-100008
2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto 70 mm
Ancho 150 mm
Fondo 120 mm
Peso 1,3 kg
Temp. 50-200°C

235€.

Calentador por inducción R-100009

Con 2 sensores de proximidad

225€.

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

Box con aspiración para pulido R-080502

Fabricada en polipropileno de alta resistencia

Alto 500 mm
Ancho 800 mm
Fondo 500 mm
Peso 30 kg
Aspir. aprox. 500 m³/h.
Ruido 67 dB

2.095€.

Hornos de precalentamiento

Vulcano HP-50 R-080135

2.161€.

HP-50 R-080144

2.435€.

Vibradores R-080025

330€.

R-080020

349€.

Mezcladoras de gelatina Aneto R-080511

● capacidad 7L.
● 650 W.
● 100 rpm.

3.253€.

Cortadora de Muñones REF. 080614

Especificaciones:
Alto 290 mm
Ancho 223 mm
Fondo 260 mm
Peso 6,3 kg
Velocidad 6000 rpm
Potencia 200 W

972€.

Catalizador de humos

Especificaciones:
Alto 380 mm
Ancho 185 mm
Ø tubo 38,5 mm
Peso 5,3 kg
Potencia 600 W

679€.

Agitador de resinas

Ref. 150130



Alto	103 mm
Ancho	253 mm
Fondo	480 mm
Peso	3.12 kg

384€.

Fotopolimerizadora EFP4**

Para composites y resinas 3D



380/550nm

1.654€.

Estación de fotopolimerización Sun Beam 3D+

NUEVO



Especificaciones	
Alto	250 mm
Ancho	300 mm
Largo	300 mm
Peso neto	6kg
Potencia	60 W
Temporizador	0-60"
Longitud de onda	375-405 nm

REF. 150121

El dispositivo UV emite luz ultravioleta de forma constante, concentrada y uniforme para curar rápidamente las impresiones realizadas con resinas de fotopolímero.

461€.

Lámpara Otofash

280/580nm

10 flash/seg.



G171-N2... **2.564€.**

G171-N6... **3.177€.**

Unidad de anodizado

Permite procesar elementos dentales de titanio de forma rápida, sencilla y económica. Resultados comparables a productos pertenecientes a una categoría muy superior.

Resistencia a la corrosión.
Resistencia al desgaste.
Mejor adherencia y acabado superficial.
Menor liberación de iones metálicos.
Funciona con una solución de agua y bicarbonato sódico.

Apariencia:

La capa anódica puede ser coloreada con diferentes tonalidades. Según sea el voltaje, se conseguirán diferentes tonos. Esta tonalidad rosa, por ejemplo, es especialmente interesante cuando el elemento anodizado sirva de soporte de un material translúcido como el circonio o para las barras sobre implantes. El proceso de coloración dura apenas 5 segundos.

Solución de agua (600 ml)
y bicarbonato sódico (20 g)

Especificaciones

Dimensión: 207 x 245 x 160 mm
Peso: 2,73 kg
Voltaje: 10-80 V
Alimentación: AC 220-240 V 50/60 Hz
Potencia: 100 W
Tiempo de anodizado: 5 segundos

NUEVO



REF. 10023

628€.

Video explicativo



zubler

VarioStar T50

- micromotores de inducción.
- fiables y robustos.
- torque de 7,8Ncm.
- 50.000 rpm.
- potencia 270W.

1.290€.

SENSE A7 Inducción

Ref.: 100230 (Blanco)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

590€



Especificaciones

Dimensión:	330 x 330 x 160 mm
Peso:	2,8 kg
Velocidad máxima:	55000 rpm
Torque:	8.5 N-cm
Potencia:	240 W
Tensión de salida:	0-36 V
Peso pieza de mano:	230 g

SENSE A3 - Escobillas

Ref.: 100238 (blanco)

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

210€



Especificaciones

Dimensión:	147 x 120 x 88 mm	Voltaje:	0-33V
Peso:	1,15 kg	Peso pieza de mano:	215 g
Velocidad máxima:	35000 rpm	Diámetro fresas:	Ø2.35 mm
Torque máximo:	3.0 N-cm		
Potencia:	70W		

Disponible también
en color carbono
(ref.: 100240)

215€

Micromotor Black de inducción

Especificaciones

Alto 182 mm	Ancho 96 mm
Fondo 207 mm	Peso 2.5 kg
Potencia 230 W	Torque 7.8 N-cm
Velocidad 50000 rpm	



REF. 100281

899€

Mesa T002



- Mesa 2 puestos
- 2 jeringas aire
- 2 tomas corriente

1.550€.

XL
line



Mesa XL2T

3.990€

- silla ES-6
madera, c/ruedas.



140€.

- silla I-12
poliuretano, c/ruedas.



199€.

- Silla madera
pies metálicos, c/ruedas.



279€.

Mesade trabajo metálica2puestos



- Medidas: Largo1970mm.Ancho600mm.Alto900 (en c i.mera)
- Aspiradorde800Wyunalámparaporpuesto.
- **Instalacióndegas**
- Bastidorenacero y
planchasméticas
resistentes alfuego.
- Sopladores.
- Manómetro.
- Protector de
acero en tablero.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.



MOM000600

* se incrementará en 200€ para Portugal peninsular, consultar para islas.

2.610€*

MÓDULO DE REPASADO CON ASPIRACIÓN

Ref. MOM000400

Elementos de conexión y equipamiento :

- Botón regulador potencia de aspiración.
- Interruptor START/STOP para aspiración.
- Conexión universal para micromotor escobillas con Micromotor SCORT III
- Pistola aire comprimido e indicador de presión.
- Campana y astillera con aspiración que permiten trabajar de forma independiente y/o complementaria.
- Pedal control micromotor ON/OFF.
- Aspiración con doble sistema de filtrado de fácil acceso.
- Dos cajones.
- Enchufe frontal 220V.
- Interruptor general.
- Interruptor iluminación.
- Construida totalmente en acero esmaltado.

Dimensiones:
1240 x 850 x 550 mm
· Iluminación Day Light
· Potencia: 650 W
· Voltaje 220 V



* se incrementará en 100€ para Portugal peninsular, consultar para islas.

1.690€*

Cabina de repaso Eclipse

R-080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo Orion, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.

397€.

Caja de trabajo ORION

R-080214



Cabina de repaso grande para laboratorio

Especialmente pensada para zirconio



- LED interior para una iluminación perfecta
- Reposabrazos cómodos y prácticos
- Diseño amplio y robusto
- Amplia pantalla y acceso
- Gran ergonomía de trabajo

Ref. 080212

666€.

Cabina de repaso para laboratorio



- LED interior para una iluminación perfecta
- Reposabrazos cómodos y prácticos
- Diseño amplio y robusto

Ref. 080534L

328€.



VARIO 230ZR

¡ La única cámara circular del mundo, con homogeneidad de temperatura en toda la bandeja del anillo !.

- Nueva pantalla táctil.
- Cámara cocción 120Ø.
- 500 programas

+



desde... **4.896€.**



VARIO PRESS 330.eZR

inyectada y disilicato de litio

- Nueva pantalla táctil.
- Cámara cocción 120Ø.
- 500 programas

+



desde... **7.869€.**

CATTANI



AC 100

Compresor 1 cilindro con secador

Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado, para 1 equipo.
 Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min, y su nivel sonoro es de 62 dB (A).
 Dimensiones: 660mm x 600mm x 860mm.
 Peso: 72 kg.

2.080€.

CATTANI



AC 200

Compresor 2 cilindros con secador

Ref.: 1013230

Compresor para 2/3 equipos
 • Aire efectivo suministrado a 5 bar: 100 l/min.
 • Capacidad de depósito: 30 l.
 • Potencia: 1,2 kW.
 • Nivel sonoro: 71,8 dB(A).
 • Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720
 • Peso: 54Kg.

2.950€.

CATTANI



AC 300

Compresor 3 cilindros con secador REF: 101333

Compresor para 4/5 equipos
 • Aire efectivo suministrado a 5 bar: 240 l/min.
 • Capacidad de depósito: 45 l.
 • Potencia: 1,5 kW.
 • Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
 • Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750
 • Peso: 64Kg.

3.610€.



AC 310

Compresor 3 cilindros CAD-CAM con secador ref: 1013310

3.880€.

MONOFÁSICO

Para 1 fresadora CAD-CAM con producción de aire comprimido hasta 10 bar de presión

• Aire efectivo suministrado a 8 bar: 165 l/min.
 • Capacidad de depósito: 45 l.
 • Potencia: 1,5 kW.
 • Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
 • Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750



AC 610

Compresor 6 cil. con secador.

Con secadores de aire.
 Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N l/min. Disponible con motor monofásico y trifásico, a elegir.
 Caudal efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
 Nivel de presión acústica 74db.

8.770€.

Compresor de pistón seco

Duraderos ó Silenciosos ó Sin mantenimiento

R-110330-100 / R-110330-140			
Modelo	Potencia (kW)	Depósito (l)	Nivel sonoro (dB(A))
R-110330-100	1,2	30	71,8
R-110330-140	1,5	45	73,6



R-110330 sin secador

640€.




R-110330 con secador

1.334€.



R-110330 sin secador

1.158€.



R-110340 con secador

1.974€.

TURBINA TD 783

TD 783 REF 1600161-001
GARANTÍA 12 MESES

- Para estación sin pulverizador
- 300.000 RPM
- Ideal para trabajos delicados y de precisión

449€.



TURBINA TDS 890

TDS 890 REF 1600163-001
GARANTÍA 12 MESES

- Para estación con pulverizador
- 300.000 RPM
- Conexión de 4 vías

819€.



STATION STS-TRIMMER + TDS 890

STATION STS-TRIMMER REF 1700296-001
GARANTÍA 12 MESES

- Depósito de agua de 1,4 l
- Gran autonomía
- Pulverizador de mezcla aire/agua

1.329€.

STATION S001 + TD 783

STATION S001 REF 1700126-001
GARANTÍA 12 MESES

- Estación de mesa
- 300,000 RPM
- Fiabilidad sin concesiones



629€.

DentaFab



¡ Velocidad y calidad excepcionales con SEGA PRO !

Tecnología de impresión DLP Fast

Volumen de impresión 12 cm x 6,8 cm x 9 cm

Grosor de capa Z 100 / 50 micras

Velocidad de impresión **90 mm/hora a 50 micras**

Proyector de 385 nm

Conectividad Wi-Fi de 5 GHz - Unidad USB

Control de impresora Táctil de 7" -pantalla

Calentador incorporado


Impresora dimensiones 32,5 cm x 32,5 cm x 56 cm

Peso Impresora 22 Kg



8.490€

KIT FRESADORA ARUM 5X-300 PRO



SOFTWARE CAM HYPERDENT V10
100% INTEGRADO



FRESADORA ARUM 5X-300 PRO
COMPRESOR INTEGRADO
HUMEDO Y SECO

ASPIRADORA LABO 4 ALL BL
MOTOR SIN ESCOBILLAS

€ 38.065^{,00}
+IVA